



Serie CL

Bilance compatte portatili



Semplice da utilizzare, grazie alla tastiera con due soli pulsanti. Perché accontentarsi di altri marchi quando potete avere una bilancia OHAUS!

La bilancia compatta CL OHAUS è leggera e portatile, si adatta perfettamente all'uso in settori industriali, nelle gioiellerie e per uso domestico. Le applicazioni possibili sono: il controllo qualità, la formulazione, il test del suolo, il controllo del peso della posta e dei gioielli. Le bilance CL possono trovare inoltre applicazione nel campo della dietetica.

Le caratteristiche standard includono:

- **Protezione RF avanzata** – Le bilance della serie CL prevedono una protezione RF superiore allo standard per garantire risultati stabili e precisi, se utilizzate in aree di produzione o accanto a telefoni cellulari. Le certificazioni elettriche e quelle relative alle emissioni includono CE e FCC Classe B Parte 15.
- **Ampio piatto di pesata** – Le bilance della serie CL sono dotate di un ampio piatto permettendo così di pesare campioni di grandi dimensioni, come buste o plichi sovradimensionati.
- **Impilabili una sull'altra e con blocco per il trasporto integrato** – La speciale forma della Serie CL permette di impilare diverse bilance una sull'altra, ottimizzando così gli spazi. Il dispositivo di blocco integrato protegge la cella durante il trasporto e lo stoccaggio.

Bilance compatte portatili serie CL

Specifiche tecniche

Modello	CL201	CL501	CL2000	CL5000
Portata (g)	200	500	2000	5000
Risoluzione (g)	0,1	0,1	1	1
Ripetibilità (Dev. Standard) (g)	0,1	0,1	1	1
Linearità (g)	±0,1	± 0,1	±1	±1
Unità di misura	g, libbre:once, once troy, pennyweight			
Campo di zero	Sottrattivo fino alla portata totale			
Tempo di stabilizzazione	3 secondi			
Temperatura di funzionamento ottimale	18°-25 °C			
Alimentazione elettrica	3 batterie AA (incluse) Alimentatore di rete (accessorio opzionale)			
Durata delle batterie	300 ore			
Regolazione	Regolazione digitale da tastiera			
Display (cm)	LCD (cifre alte 1,2)			
Dimensioni del piatto - diam. (cm)	12,0			
Dimensioni bilancia LxAxP (cm)	14,5 x 4,5 x 20,5			
Peso netto (g)	400			

Funzioni standard

Funzionamento semplice con due pulsanti contrassegnati chiaramente, indicatore di batteria scarica e funzionalità di spegnimento automatico per preservarne la durata, protezione da sovraccarico meccanica e software per la protezione della cella di pesatura, regolazione tramite masse esterne (non incluse). Alimentata da 3 batterie "AA" (incluse) o adattatore CA opzionale.

Opzioni e accessori

Codice Ohaus

Piatto in acciaio inossidabile	80010623
Custodia per il trasporto	80010624
Alimentatore universale	46001724 (presa intercambiabile da 12 V) 46001779 (kit presa)
Masse di regolazione	Per i dettagli contattare Ohaus

Qualità e assistenza leader nel settore

Tutte le bilance della serie CL OHAUS sono prodotte in base a un sistema di gestione qualità ISO 9001:2008.

La struttura robusta e i severi controlli di qualità hanno da sempre rappresentato la caratteristica di tutti i prodotti Ohaus per oltre un secolo.

Dimensioni della struttura

