



MINI INCUBATORI SERIE ICT-P MINI INCUBATORS ICT-P SERIES



Il nuovo incubatore è uno strumento portatile che soddisfa il bisogno di tempestività e immediatezza per le rilevazioni da campo, consentendo anche l'applicazione da banco ad un costo nettamente conveniente.



Dati tecnici / Technical data		ICT-P
Capacità / Capacity	lt	18
Temperatura / Temperature	°C	10 to 65
Precisione / Precision	37°C	±0.2°C
Risoluzione / Setting accuracy	°C	0,1
Uniformità / Uniformity	°C	0,1
Stabilità / Stability	°C	± 0,2
Timer		- : - - (+∞)
	mm:ss	00:01 - 59:59
	hh:mm	1:00 - 23:59
	dd:hh	1:00 - 45:00
Risoluzione timer / Timer Resolution	s	1
Impostazione di riscaldamento e raffreddamento / Selection on heating and cooling		automatically detected
Dim. interne LxPxH / Internal Dimension LxWxH	cm	27,5x18,5x33,5
Dim. esterne LxPxH / External Dimension LxWxH	cm	29,5x35x46,5
Peso / Weight	kg	6
Potenza / Power	W	60
Alimentazione tradizionale / Bench power supply	V	100 to 240
	Hz	50-60
Alimentazione portatile / Portable power supply	V	12
Codice / Item		720.2070.00

inclusa alimentazione di corrente portatile e tradizionale
bench and portable power supply include.

