

## ■ BOD Sensor

Soluzione innovativa, priva di mercurio ed estremamente affidabile per l'analisi del BOD. I sensori BOD includono trappole KOH.

### PRECISO E FACILE DA USARE

Può misurare su scale di 90, 250, 600, 999 e 4000 ppm di BOD.

### SICURO

Il grado di protezione IP 54 garantisce la durata anche negli ambienti più aggressivi. Conformità alla norma IEC 1010 di Classe 3.

### DESIGN COMPATTO

Il BOD Sensor è progettato per ottimizzare lo spazio all'interno dell'incubatore.



### STRUMENTO - CODICE

BOD Sensor	-	F102B0133
BOD Sensor Set	-	F102B0134



## ■ BOD Sensor System 6

Soluzione innovativa, priva di mercurio ed estremamente affidabile, per l'analisi del BOD. I sistemi a 6 posizioni comprendono i sensori BOD, la base di agitazione, le barre di agitazione e le trappole KOH.

### PRECISO E FACILE DA USARE

Può misurare su scale di 90, 250, 600, 999 e 4000 ppm di BOD.

### SICURO

Il grado di protezione IP 54 garantisce la durata anche negli ambienti più aggressivi. Conformità alla norma IEC 1010 di Classe 3.

### DESIGN COMPATTO

Il BOD Sensor System 6 è progettato per ottimizzare lo spazio all'interno dell'incubatore.



Scala BOD  
90, 250, 600, 999, 4000 ppm

### STRUMENTO - CODICE

BOD Sensor System 6	230 V / 50-60 Hz	SA10200136
BOD Sensor System 6	115 V / 60 Hz	SA10210136

Il sistema include: Base di agitazione, bottiglie ambrate da 500 ml, contenitori di KOH



## ■ BOD Sensor System 10

Soluzione innovativa, priva di mercurio ed estremamente affidabile, per l'analisi del BOD. I sistemi a 10 posizioni comprendono i sensori BOD, la base di agitazione, le barre di agitazione e le trappole KOH.

### PRECISO E FACILE DA USARE

Può misurare su scale di 90, 250, 600, 999 e 4000 ppm di BOD.

### SICURO

Il grado di protezione IP 54 garantisce la durata anche negli ambienti più aggressivi. Conformità alla norma IEC 1010 di Classe 3.

### DESIGN COMPATTO

Il BOD Sensor System 10 è progettato per ottimizzare lo spazio all'interno dell'incubatore.



Scala BOD  
90, 250, 600, 999, 4000 ppm

### STRUMENTO - CODICE

BOD Sensor System 10	230 V / 50-60 Hz	SA10200137
BOD Sensor System 10	115 V / 60 Hz	SA10210137

Il sistema include: Base di agitazione, bottiglie ambrate da 500 ml, contenitori di KOH



### ACCESSORI - BOD E ANALIZZATORI RESPIROMETRICI

	RESPIROMETRIC Sensor System 6 BOD	RESPIROMETRIC Sensor System 6 Maxi BMP	RESPIROMETRIC Sensor System 6 per terreni	RESPIROMETRIC Sensor System 6 per plastiche	BOD Sensor System
A00000135 Sensor Check	•	•	•	•	•
A00000136 Pastiglie per Test di Controllo, 10 pcs/box	•	•	•	•	•
A00000221 Cavo di alimentazione multiplo EU	•	•		•	•
A00000222 Cavo di alimentazione multiplo UK	•	•		•	•
A00000223 Cavo di alimentazione multiplo AU	•	•		•	•
10003083 Spina USA per alimentatore	•	•		•	•
10003084 Spina UK per alimentatore	•	•		•	•
10003085 Spina AU per alimentatore	•	•		•	•
A00000410 Bottiglia per denitrificazione		•			
E00010012 VELP Ermes 1 anno di connessione	•	•	•	•	
E00010036 VELP Ermes 3 anni di connessione	•	•	•	•	