



















Rotori per Frontier FC5706

	Rotore angolare 12 x 15 ml	
	Codice	30130877
	Rotore portata massima	12 x 15 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 32°
	Peso netto consentito	300 g
Temperatura minima	n/d	

Specifiche degli accessori	n/d			
Codice dell'accessorio	n/d	30130886	30130889	30130890
Tipo di accessorio	n/d	Adattatore		
Max. RPM	6 000			
Max. RCF	4 427 x g	3 058 x g	4 265 x g	3 621 x g
Specifiche della provetta				
Tipo provetta	Base arrotondata/conica	Microprovetta	Base arrotondata	
Vol./Provetta	15 ml	1,5/2,0 ml	7 ml	5 ml
Nr. provette/Rotore	12			
Diametro max. provetta (mm)	17	11	13,5	
Altezza della provetta (mm)	121	42	95/115	62/90


	Rotore angolare 6 x 50 ml	
	Codice	30130878
	Rotore portata massima	6 x 50 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 40°
	Peso netto consentito	432 g
Temperatura minima	n/d	


Specifiche degli accessori	n/d				
Codice dell'accessorio	n/d	30130891	30130892	30130893	30130894
Tipo di accessorio	n/d	Adattatore			
Max. RPM	6 000				
Max. RCF	4 427 x g	4 306 x g	4 145 x g	4 225 x g	4 185 x g
Specifiche della provetta					
Tipo provetta	Base arrotondata/conica	Base arrotondata			Base arrotondata/conica
Vol./Provetta	50 ml	30 ml	16 ml	15 ml	
Nr. provette/Rotore	6				
Diametro max. provetta (mm)	29	26	18	17	
Altezza della provetta (mm)	116	100	100/105		120

Rotori per Frontier FC5706













Rotore basculante 6 x 5 ml	
Codice	30130880
Rotore portata massima	6 x 5 ml
Tipo di rotore	Basculante, 0-90°
Peso netto consentito	240 g
Temperatura minima	n/d

Specifiche degli accessori	
Codice dell'accessorio	30130895
Tipo di accessorio	Contenitore
Max. RPM	4 000
Max. RCF	1 878 x g

Specifiche della provetta	
Tipo provetta	Base arrotondata
Vol./Provetta	5 ml
Nr. provette/Rotore	6
Diametro max. provetta (mm)	14
Altezza della provetta (mm)	75

Codice articolo	Accessori
30130895	2 contenitori per 30130880

Rotori per Frontier FC5707

Rotore angolare 8 × 15 ml					
	Codice	30472305			
	Rotore portata massima	8 × 15 ml			
	Tipo di rotore	Angolo, 32°			
	Peso netto consentito	200 g			
	Temperatura minima	n/d			
Specifiche degli accessori	n/d	n/d			
Codice dell'accessorio	n/d	n/d	30130886	30130889	30130890
Tipo di accessorio	n/d	n/d	Adattatore		
Max. RPM	6 800				
Max. RCF	4445 x g		2894 x g	4290 x g	3618 x g
Specifiche della provetta			 		
Tipo provetta	Base arrotondata	Base conica	Microprovetta	Base arrotondata	
Vol./Provetta	15 ml		1,5/2,0 ml	7 ml	5 ml
Nr. provette/Rotore	8	4	8		
Diametro max. provetta (mm)	17		11	13,5	
Altezza della provetta (mm)	95/100	121	42	95/115	62/90