

Guida alla selezione degli Agitatori Vortex



Famiglia di prodotti	Agitatore vortex a velocità fissa	Agitatore vortex analogico	Agitatore vortex digitale	Agitatore vortex a impulsi
Modello	VXMNFS	VXMNAL	VXMNDG	VXMNPS
Portata	0,5 kg	0,5 kg	0,5 kg	0,5 kg
Comandi	Velocità fissa	Analogico	Digital	A impulsi, digitale
Coefficiente di utilizzo	Utilizzo intermittente	Utilizzo intermittente	Utilizzo intermittente	Utilizzo intermittente
Diametro orbitale	4,9 mm	4,9 mm	4,9 mm	2,5 mm
Intervallo di velocità	2500 giri/min	da 300 a 2500 giri/min	da 500 a 2500 giri/min	da 500 a 2500 giri/min
Dimensioni (L x P x A)	21,0 x 12,3 x 16,5 cm	21,0 x 12,3 x 16,5 cm	21,0 x 12,3 x 16,5 cm	21,0 x 12,3 x 16,5 cm



Famiglia di prodotti	Agitatore vortex analogico per ambienti difficili	Agitatore vortex digitale per ambienti difficili	Agitatore vortex analogico per micropietra	Agitatore vortex digitale per micropietre
Modello	VXHDAL	VXHDDG	VXMPAL	VXMPDG
Portata	1,1 kg	1,1 kg	2 micropiastre	2 micropiastre
Comandi	Analogico	Digital	Analogico	Digital
Coefficiente di utilizzo	Funzionamento continuo	Funzionamento continuo	Funzionamento continuo	Funzionamento continuo
Diametro orbitale	4,9 mm	4,9 mm	3,5 mm	3,5 mm
Intervallo di velocità	Modalità On, da 300 a 2500 giri/min Modalità Touch, da 300 a 3500 giri/min	Modalità On, da 300 a 2500 giri/min Modalità Touch, da 300 a 3500 giri/min	Modalità On, da 300 a 2500 giri/min Modalità Touch, da 300 a 3500 giri/min	Modalità On, da 300 a 2500 giri/min Modalità Touch, da 300 a 3500 giri/min
Dimensioni (L x P x A)	24,1 x 16,8 x 16,0 cm	24,1 x 16,8 x 16,0 cm	26,7 x 13,7 x 11,4 cm	26,7 x 13,7 x 11,4 cm

Guida alla selezione degli Agitatori Vortex



Famiglia di prodotti	Agitatore vortex analogico a più provette	Agitatore vortex digitale a più provette
Modello	VXMTAL	VXMTDG
Portata	4,5 kg	4,5 kg
Comandi	Analog	Digital
Coefficiente di utilizzo	Funzionamento continuo	Funzionamento continuo
Diametro orbitale	3,6 mm	3,6 mm
Intervallo di velocità	da 1200 a 2400 giri/min	da 500 a 2500 giri/min
Dimensioni del vassoio (L x P)	18,4 x 31,1 cm	18,4 x 31,1 cm
Dimensioni (L x P x A)	24,1 x 38,4 x 40,4 cm	24,1 x 38,4 x 40,4 cm