



INCUBATORI DA LABORATORIO **ICT**

Made in **ITALY**

SERIE ICT - PRONTA PER DISTINGUERSI

Gli incubatori prodotti da Falc vengono utilizzati principalmente in microbiologia, per mantenere i campioni ad una temperatura stabile di 37°C, utilizzando ventilazione naturale.

Questi incubatori da laboratorio hanno un rapporto qualità/prezzo eccezionale. Sono costruiti al 100% in Italia e completi di tutti gli accessori più importanti.

Regolazione fine della temperatura, display chiaro e completo, classe di sicurezza al top, regolazione frontale del camino posteriore.

MINI ICT

Scegli la serie "mini" se hai bisogno di un semplice, piccolo incubatore digitale

- Adatto per piccoli laboratori: volumi da 5,4 litri fino a 28 litri
- Porta interna in plexiglass

ICT

Scegli i modelli base ICT se hai bisogno di un incubatore digitale costruito con materiali di altissima qualità e dotato di sistemi di sicurezza avanzati.

- Camera interna in acciaio inossidabile 18/8
- Classe di sicurezza 3.1 (la più alta)
- Timer digitale; foro per scarico fumi; porta interna in vetro



Pannello di controllo
dei modelli ICT



MODELLI ICT MINI	5.4	18	28
Temperatura	80 °C	80 °C	80 °C
Precisione	± 0.5	± 0.5	± 0.5
Risoluzione	0.1	0.1	0.1
Potenza	W 120	W 360	W 420
Dimensioni interne LxPxA (mm)	190x150x190mm	300x300x200	400x250x300
Ripiani	2 (max 4)	2 (max 5)	2 (max 5)
Dimensioni estere LxPxA (mm)	400x260x300 mm	520x390x320	640x360x440
Tensione	V/Hz 230-50/60	V/Hz 230-50/60	V/Hz 230-50/60
Peso	Kg 10	Kg 15	Kg 26.5
Classe di sicurezza	0	0	0
Classe di protezione	IP 42	IP 42	IP 42
Capacità	5.4 litri	18 litri	28 litri

- * Ventilazione naturale
- * Porta in plexiglas
- * Controllo digitale della temperatura
- * Foro da 10 mm posto sulla parte superiore per inserimento sonda o termometro

MODELLI ICT	52	80	120	240
Temperatura	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Precisione	± 0.4	± 0.5	± 0.5	± 0.5
Risoluzione	0.1	0.1	0.1	0.1
Potenza	W 300	W 350	W 400	W 650
Dimensioni interne LxPxA (mm)	390x350x390	450x400x450	500x470x520	600x500x800
Ripiani	2 (max 6)	2 (max 7)	2 (max 8)	2 (max 12)
Dimensioni estere LxPxA (mm)	710x580x610	775x610x675	820x710x740	990x730x1030
Tensione	V/Hz 230-50/60	V/Hz 230-50/60	V/Hz 230-50/60	V/Hz 230-50/60
Peso	Kg 55	Kg 60	Kg 68	Kg 83
Classe di sicurezza	3.1	3.1	3.1	3.1
Classe di protezione	IP 42	IP 42	IP 42	IP 42
Capacità	52 litri	80 litri	120 litri	240 litri
Timer digitale	∞ o 99:59	∞ o 99:59	∞ o 99:59	∞ o 99:59

- * Ventilazione naturale
- * Struttura esterna in acciaio verniciato con vernice epossidica
- * Camera interna in acciaio inossidabile 18/8
- * Interna porta in vetro temperato
- * Controllo digitale della temperatura
- * Classe di sicurezza 3.1
- * Foro da 45 mm posto nella parte posteriore per lo scarico dei fumi, con dispositivo di regolazione apertura/chiusura passaggio
- * Foro da 10 mm posto sulla parte superiore per inserimento sonda o termometro
- * Apertura manuale del camino

- * L'incubatore ha un sistema elettronico indipendente di sicurezza. Il circuito elettronico NON dipende dalla scheda di termoregolazione e funzionerà anche in caso di default della scheda principale. Se la temperatura supera il set point di un certo numero di °C (impostabili dall'utente) si accende il led e la stufa continuerà a funzionare sulla temperatura di sicurezza.



SERIE ICT MINI



SERIE ICT

Foro sul lato superiore per inserire un termometro o a sonda

Timer e controllo digitale

Porta in vetro per vedere i campioni senza alterare la stabilità della temperatura

Maniglia ergonomica con chiave

La guarnizione in silicone aderisce perfettamente alla porta, minimizzando la dispersione del calore

Foro sul retro per lo scarico dei fumi

